

Okcludin-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16625

Artikelnummer: CM0013617



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Okcludin (UniProt Q16625). Geeignet für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen zu Tight Junctions und der Zellpermeabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Okcludin-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Okcludin
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	100506658
GeneID	100506658
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 350-450 des humanen Okcludins (NP_002529.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16625
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Kühlakku