

Ogdhl Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uld0

Artikelnummer: CM0015803

Einführung

OGDHL Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt OGDHL von Mensch, Maus und Ratte, ein mitochondriales 2-Oxoglutarat-Dehydrogenase, das am TCA-Zyklus, der Hemmung der Zellproliferation und der Apoptose beteiligt ist. Ideal für die Stoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OGDHL Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	YOBELN; OGDHL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55753
Gen-ID	55753
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-110 des menschlichen OGDHL (NP_060715.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9ULD0
Proteinmasse	114 kDa
Versand	Eisbeutel