


Ogt Kaninchen Pak Für Wb - O15294

Artikelnummer: CM0018886



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen OGT (O-GlcNAc-Transferase), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Geeignet für Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für metabolische, epigenetische und Signalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OGT Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	OGT1; HRNT1; MRX106; XLID106; HINCUT-1; O-GLCNAC; OGT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8473
GenID	8473
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 510-699 von menschlichem OGT (NP_858058.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15294
Proteingewicht	117kDa
Versand	Eisbeutel