

Oncostatin M Kaninchen-Pak Für Wb, If/Icc, Elisa - P13725

Artikelnummer: CM0026897



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches Oncostatin M (OSM) gerichtet ist, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Forschung an Zytokin-Signalwegen, Zellproliferation und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Oncostatin M Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	OSM; Oncostatin M
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5008
GenID	5008
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13725
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel