

Osarf23 Kaninchen Pab - Osarf23

Artikelnummer: CM0020178

Einführung

OsARF23 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der im Kaninchen gegen rekombinantes OsARF23-Protein (*Oryza sativa*) erzeugt wurde. Valid für WB und ELISA, erkennt es spezifisch OsARF23 (~94kDa) in Reisproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsARF23 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	arf1; ARF23; OsARF1; OsARF23
Spezies	<i>Oryza sativa</i>
Gen-ID	4350610
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 700-800 von <i>Oryza sativa</i> OsARF23 enthält. (Q2R3F5)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Oryza sativa</i>
Proteingewicht	94kDa
Versand	Eisbeutel