

Osgi Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Pab) - Q0Jq44

Artikelnummer: CM0019043

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen OsGI (GI) aus Oryza sativa. Validiert für WB und ELISA, mit einem vorausgesagten Molekulargewicht von 127 kDa. Ideal für pflanzenbiologische und agrarwissenschaftliche Forschungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsGI Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	GI; OsGI
Art	Oryza sativa
Gen-ID	4325329
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 820-1090 von Oryza sativa OsGI (Q9AWL7) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	Q0JQ44
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Eisbeutel