

Osgsr1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q53An3

Artikelnummer: CM0021721

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Reis OsGSR1 (Q53AN3). Geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreaktivität mit Oryza sativa. Immunogen: rekombinantes Protein. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 11 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsGSR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Gsr1; OJ1001_B06.38; OsGSR1
Spezies	Oryza sativa
Gen-ID	4340712
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von Oryza sativa OsGSR1 enthält. (Q53AN3).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	Q53AN3
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel