


OsSERK2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7Xv05

Artikelnummer: CM0023757



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen *Oryza sativa* OsSERK2, gewonnen gegen rekombinantes Protein. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Reis. Geeignet für Forschung zu Pflanzenimmunität, somatische Embryogenese und Brassinosteroid-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsSERK2 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	OsSERK1; OsSERK2
Art	<i>Oryza sativa</i>
Gen-ID	4336035
Immunogen	Rekombinantes Protein von <i>Oryza sativa</i> OsSERK2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q7XV05
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel