

Osteocalcin (Bglap) Rabbit Mab Für Wb, If/Icc, Elisa - P02818

Artikelnummer: CM0002845



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches Osteocalcin (BGLAP) gerichtet ist und für WB, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum Knochenstoffwechsel und zur Hormonsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Osteocalcin (BGLAP) Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	OC; BGP; OCN; Osteocalcin (BGLAP)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	632
GenID	632
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-95 von menschlichem BGLAP (NP_954642.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02818
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel