

Oswrky53-Kaninchen-Pab Für Wb, Elisa - Q5W6M7

Artikelnummer: CM0022747

Einführung

OsWRKY53-Kaninchen-pAb, ein polyklonaler Antikörper, der gegen rekombinantes *Oryza sativa* OsWRKY53 (AS 1-181) erzeugt und für WB und ELISA validiert wurde. Erkennt den WRKY-Transkriptionsfaktor, der an der Signalübertragung von Abscisinsäure und Gibberellin beteiligt ist und im Zellkern lokalisiert ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsWRKY53-Kaninchen-pAb
Bezeichnung/Alias	OsWRKY53
Spezies	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4338474
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-181 von <i>Oryza sativa</i> OsWRKY53 entspricht. (Q5W6M7)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q5W6M7
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel