

## Oxct1 (Scot) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P55809

Artikelnummer: CM0024090



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen OXCT1 (SCOT), validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zum Ketonkörperstoffwechsel und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | OXCT1 Kaninchen pAb                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | OXCT; SCOT; OXCT1                                                                                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                           |
| GenelD (Mensch)   | 5019                                                                                                                             |
| GenelD            | 5019                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 261-520 des menschlichen OXCT1 (NP_000427.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                              |
| SWISS             | P55809                                                                                                                           |
| Proteinmasse      | 56 kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                        |