


## P23/Ptges3 Kaninchen-Mab Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15185

Artikelnummer: CM0004960



### Einführung

P23/PTGES3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf Prostaglandin-E-Synthase 3, ein zytosolisches Enzym und Chaperon, das an Entzündungen und transkriptioneller Regulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | P23/PTGES3 Kaninchen-mAb                                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | P23; TEBP; cPGES; P23/PTGES3                                                                                                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                 |
| GenID (Mensch)    | 10728                                                                                                                                                  |
| GenID             | 10728                                                                                                                                                  |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem P23/PTGES3 (NP_006592.3) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                              |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                    |
| SWISS             | Q15185                                                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 19 kDa                                                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                              |