

P2Rx4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99571

Artikelnummer: CM0029228



Einführung

Humaner P2RX4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen P2X-Purinorezeptor 4 gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Ideal für Ionenkanal-, Immunologie- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P2RX4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P2X4; P2X4R; P2RX4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5025
Gen-ID	5025
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 55-338 des humanen P2RX4 (NP_002551.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99571
Protein-Gewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel