


P38 Mapk Kaninchen-Pab - Q16539

Artikelnummer: CM0015510



Einführung

p38 MAPK Kaninchen-pAb ist ein polyklonales Kaninchen-Antikörper, der gegen ein synthetisches Peptid im menschlichen p38 MAPK (aa 261-360) hergestellt wurde. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die MAPK-Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p38 MAPK Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1432
GenID	1432
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 261-360 des menschlichen p38 MAPK (NP_620581.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16539
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel