


P70 S6 Kinase 1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P23443

Artikelnummer: CM0020316



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes p70 S6 Kinase 1 (S6K1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Geeignet für Zellwachstums- und Translationsregulationsforschung in Human-, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p70 S6 Kinase 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; p70 S6 Kinase 1
Spezies	Human
GeneID	6198
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 426-525 von humanem P70 S6K (NP_003152.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P23443
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eistasche