


P75Ntr/Ngfr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08138

Artikelnummer: CM0016814



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes p75NTR/NGFR (CD271; TNFRSF16). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von neuronaler Differenzierung, Überleben und insulinabhängiger Glukoseaufnahme.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p75NTR/NGFR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4804
Gen-ID	4804
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 273-427 des humanen p75NTR/NGFR (NP_002498.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08138
Proteinmasse	45 kDa
Versand	Eisbeutel