


P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1 Kaninchen-Pak - Q15418

Artikelnummer: CM0024648



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen p90Rsk/RSK1/RPS6KA1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. 83kDa Protein. Ideal für Studien zur MAPK-Signalübertragung und Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; p90Rsk/RSK1/RPS6KA1
Spezies	Mensch
GenID	6195
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600 bis zum C-Terminus von humanem p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (NP_002944.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15418
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel