

Pai-1/Serpin E1 Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - P05121

Artikelnummer: CM0002309



Einführung

PAI-1/Serpin E1 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichem und affen PAI-1. Ideal für die Forschung zu Fibrinolyse, Zellmigration und Seneszenz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAI-1/Serpin E1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PAI; PAI1; PAI-1; PLANH1; PAI-1/Serpin E1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5054
Immunogen	Synthetisches Peptid (AS 50-150 von humanem PAI-1/Serpin E1, P05121)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Affe
SWISS	P05121
Proteinmasse	45 kDa
Versand	Eisbeutel