


Pak1 Kaninchen-Mak Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13153

Artikelnummer: CM0002644



Einführung

Monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes PAK1 (Q13153), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu Krebs, Zytoskelett und Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAK1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
Spezies	Human
GeneID (human)	5058
GeneID	5058
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PAK1 (Q13153) entspricht)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13153
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel