


Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Pak1 Für Wb Und Elisa - Q13153

Artikelnummer: CM0015009



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PAK1 (alpha-PAK, p65-PAK). Für WB und ELISA validiert, kreuzreagiert mit Ratte. Ideal zur Untersuchung der Dynamik des Zytoskeletts, der Zellmigration und der Apoptose. Das rekombinante Immunogen gewährleistet Spezifität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAK1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5058
GeneID	5058
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 130-250 des humanen PAK1 (NP_001122092.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q13153
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Kühlakku