


Polyklonaler Pak5-Kaninchenantikörper Für Wb, Elisa - Q9P286

Artikelnummer: CM0022242



Einführung

PAK5-polyklonaler Kaninchenantikörper, validiert für Western Blotting (WB) und ELISA, mit Reaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal zur Untersuchung von PAK5/PAK7 bei der Regulation des Zytoskeletts, der Zell-Signalübertragung und in der Hirnforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAK5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PAK7; PAK5
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	57144
GeneID	57144
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 des menschlichen PAK5 (NP_065074.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9P286
Proteingewicht	81 kDa
Versand	Kühlakku