


Palld Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q8Wx93

Artikelnummer: CM0016315



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches Palladin (PALLD). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Zytoskelett, Zelladhäsion und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PALLD Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	MYN, PNCA1, CGI151, SIH002, CGI-151, PALLD
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	23022
GeneID	23022
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 383-672 des menschlichen PALLD (NP_001159582.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WX93
Proteingewicht	151 kDa
Versand	Eisbeutel