

Pan-Akt Kaninchen Mab Für Western Blot, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Artikelnummer: CM0002895



Einführung

Pan-Akt Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IP, IF, IHC, ELISA. Erkennt Akt1, Akt2, Akt3 bei Mensch, Maus und Ratte. Molekulargewicht: 56 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pan-Akt Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	207, 208, 10000
GenID	207, 208, 10000
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-123 von menschlichem Pan-Akt (NP_005154.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31749 / P31751 / Q9Y243
Proteinmasse	56 kDa
Versand	Eisbeutel