

Pan-Akt Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31749/P31751/Q9Y243

Artikelnummer: CM0022311



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der gegen pan-Akt (AKT1, AKT2, AKT3) gerichtet ist, für WB, IP, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von AKT-Signalwegen bei Krebs und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Pan-Akt Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Pan-Akt
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	207/208/10000
GenID	207/208/10000
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 311-480 von menschlichem AKT1/AKT2/AKT3 (NP_005154.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Proteingewicht	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Versand	Eisbeutel