

Pan-Cadherin Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Mak) Für Wb, Ihc-P, Elisa - P12830 / P19022 / P22223 / P33151 / P55283 / P39038

Artikelnummer: CM0009306



Einführung

Hochwertiger Pan-Cadherin Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humane und murine Cadherine. Ideal für Forschung zu Zelladhäsion und epithelialer Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Pan-Cadherin Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	Arc-1; CD324; CDHE; ECAD; LCAM; UVO; Pan Cadherin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	999/1000/1001/1002
Gen-ID	999/1000/1001/1001/1002/12561
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P12830/P19022/P22223/P33151/P55283/P39038
Proteingewicht	140 kDa
Versand	Eisbeutel