

Pan-Crotonyl-K Kaninchen Mab Für Wb, If/Icc, Elisa - Lysin-Crotonylierungs-Antikörper Mit Hoher Spezifität

Artikelnummer: CM0000017

Einführung

Pan-Crotonyl-K Kaninchen monoklonaler Antikörper (mAb), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt crotonylierte Lysinreste bei Mensch, Maus, Ratte und anderen Spezies. Ideal für die Untersuchung von Protein-Crotonylierungsmodifikationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pan-Crotonyl-K Kaninchen mAb
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, andere (breites Spektrum vorhergesagt)
Proteingewicht	10kDa oder mehr
Versand	Eisbeutel