

Pan-Crotonyl-K Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa

Artikelnummer: CM0000030

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper spezifisch für crotonylierte Lysinreste. Validiert für Western Blot und ELISA, reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Lysin-Crotonylierungs-Modifikationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Pan-Crotonyl-K Kaninchen pAb
Spezies	Mensch
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz, die ein crotonyliertes K enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Weitere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Versand	Eisbeutel