

Pan Dimethyl-Lysin Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000227

Einführung

Pan DiMethyl-Lysin Kaninchen Polyklonaler Antikörper (pAb) gegen dimethylierten Lysinreste. Geeignet für Western Blot, IHC-Paraffin, IF/ICC und ELISA. Voraussichtliche Kreuzreaktivität mit Human, Maus, Ratte und anderen Spezies. Immunogen: synthetisches Peptid, das dimethyliertes K enthält.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pan DiMethyl-Lysin Kaninchen pAb
Gen-ID (Human)	pan Kme2
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz mit dimethyliertem K entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Weite Bandbreite vorhergesagt)
Versand	Eisbeutel