

Pan-Dimethyl-Lysin Kaninchen Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa

Artikelnummer: CM0000215

Einführung

Das Pan-Dimethyl-Lysin Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der spezifisch für dimethylierte Lysinreste ist und geeignet für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Er zeigt Kreuzreaktivität mit Proben von Mensch, Maus und Ratte und ermöglicht breite Forschung im Bereich der Methylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pan-Dimethyl-Lysin Kaninchen pAb
Gen-ID (Mensch)	pan Kme2
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz mit einem dimethylierten K entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Versand	Eispackung