

Pan-Milchsäure-Lysin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa | Lakylierungsnachweis

Artikelnummer: CM0000061

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Pan-Milchsäure-Lysin, eine wichtige posttranslationale Modifikation. Validiert für WB, IP, ELISA mit breiter Speziesreaktivität (Mensch, Maus, Ratte). Ideal für die Erforschung der Lakylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pan-Milchsäure-Lysin Kaninchen mAb
Spezies	Mensch
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz mit Pan-Milchsäure-Lysin entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Weitere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breiter Bereich vorhergesagt)
Versand	Eisbeutel