

Pan Milchsäure-Lysin Kaninchen Polyklonaler Antikörper (Wb, Elisa)

Artikelnummer: CM0000053

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der gegen Pan Milchsäure-Lysin-Modifizierung gerichtet ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte und anderen weit verbreiteten Arten. Ideal für die Untersuchung von posttranslationalen Proteinmodifikationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pan Milchsäure-Lysin Kaninchen pAb
Spezies	Mensch
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz entspricht, die Pan Milchsäure-Lysin enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Großer Bereich)
Versand	Eisbeutel