

Pan-Methyl-Histidin Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Db, Elisa-Anwendungen

Artikelnummer: CM0000207

Einführung

Dieser pan-methyl-histidin polyklonale Kaninchenantikörper, der gegen ein synthetisches methyliertes Histidinpeptid gewonnen wurde, ist geeignet für WB-, DB- und ELISA-Assays. Er erkennt Pan-Methyl-Histidin-Modifikationen in Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	pan-methyl-Histidin Kaninchen pAb
Gen-ID (Mensch)	pan Hme
Immunogen	Synthetisches Peptid von methyliertem Histidin (His)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Versand	Eisbeutel