

Pan-Monomethyl-Lysin Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Western Blot Und Elisa-Anwendungen

Artikelnummer: CM0000213

Einführung

Pan-Monomethyl-Lysin Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (Kat.-Nr. A18293) für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur Proteinmethylierung. Zuverlässige Bezugsquelle von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pan-Monomethyl-Lysin Kaninchen pAb
Gen-ID (Mensch)	pan Kme1
Immunogen	`Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Versand	Eisbeutel