

Pan-Mono-Methylr (R*Gg) Motiv Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Db, Elisa

Artikelnummer: CM0000219



Einführung

Validierter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen das pan-mono-Methylarginin R*GG-Motiv für Western Blot, Dot Blot und ELISA. Reagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die globale Methylierungsdetektionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	pan-Mono-MethylR (R*GG) Motiv Kaninchen pAb
Gen-ID (Human)	pan Rme1
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
Versand	Kühltasche