

Pan-Myristyl-G Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa

Artikelnummer: CM0000006

Einführung

Der pan-Myristyl-G Kaninchen-Polyklonale Antikörper (pAb) richtet sich gegen myristylierte Glycin-Modifikationen. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität bei Ratten. Ideal für die Untersuchung der Protein-Lipidierung und Myristoylierung in der Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	pan-Myristyl-G Kaninchen pAb
Ziel	pan Myristyl-G
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz entspricht, die myristyliertes G enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
Versand	Eisbeutel