

## Pan-Nitrific-Y Kaninchen Polyklonales Antikörper Für Western Blot Und Elisa

Artikelnummer: CM0000036

### Einführung

Kaninchen polyklonales Antikörper, das auf pan-Nitrific-Y (Tyrosin-Nitrifizierung) abzielt, für Anwendungen in Western Blot (WB) und ELISA. Vorhergesagte breite Artenkreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte und anderen. Immunogen: synthetisches Peptid, das myristyliertes Lysin enthält.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter        | Wert                                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname      | pan-Nitrific-Y Kaninchen pAb                                                                      |
| Art              | Mensch                                                                                            |
| Immunogen        | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz mit myristyliertem K entspricht. |
| Quelle           | Kaninchen                                                                                         |
| Kategorie        | Andere modifizierte Antikörper                                                                    |
| Anwendung        | WB, ELISA                                                                                         |
| Kreuzreaktivität | Mensch, Maus, Ratte, Andere (breiter Bereich vorausgesagt)                                        |
| Versand          | Eisbeutel                                                                                         |