

Pan Phospho-Serin/Threonin Maus Mab - Pan Phospho-Serin/Threonin

Artikelnummer: CM0001561

Einführung

Dieser pan Phospho-Serin/Threonin Maus-monoklonale Antikörper ist zum Nachweis phosphorylierter Proteine in verschiedenen Spezies, einschließlich Mensch, Maus und Ratte, konzipiert. Er eignet sich für Western Blotting, Immunhistochemie und ELISA-Anwendungen in der Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	pan Phospho-Serin/Threonin Maus mAb
Spezies	Universal
Gen-ID (Human)	pan p-S/T
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz mit phosphoryliertem Serin/Threonin entspricht.
Herkunft	Maus
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (breites Spektrum vorhergesagt)
Versand	Eisbeutel