

Pan Phospho-Serin/Threonin Kaninchen-Mak - Phospho-Serin/Threonin Antikörper

Artikelnummer: CM0000844

Einführung

Pan-spezifischer monoklonaler Kaninchenantikörper gegen phosphorylierte Serin-/Threoninreste. Geeignet für WB, IP, IHC-P und ELISA bei Mensch, Maus, Ratte und anderen vorhergesagten Spezies. Ideal für breit angelegte Phospho-Signalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	pan Phospho-Serin/Threonin Kaninchen-mAk
Spezies	Universal
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz mit phosphoryliertem Serin/Threonin entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (breites vorhergesagtes Spektrum)
Versand	Eisbeutel