

Pan Phospho-Serin/Threonin Kaninchen Polyklonaler Antikörper - Pan P-S/T

Artikelnummer: CM0000545

Einführung

Pan Phospho-Serin/Threonin Kaninchen Polyklonaler Antikörper zum Nachweis von phosphorylierten S/T-Resten. Validiert für Anwendungen in WB und ELISA, mit vorausgesagter breiter Kreuzreaktivität bei Mensch, Maus, Ratte und anderen Arten. Ideal für die Untersuchung phosphorylierungsabhängiger Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pan Phospho-Serin/Threonin Kaninchen pAb
Gen-ID	pan p-S/T
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz entspricht, die phosphoryliertes S & T enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (Breites Spektrum vorausgesagt)
Versand	Eisbeutel