

Pan Phospho-T Kaninchen Pak - Phosphothreonin (Phospho-T)

Artikelnummer: CM0000675

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der phosphorylierte Threoninreste zielt, geeignet für Western Blot und ELISA. Es wird vorhergesagt, dass er mit einer Vielzahl von Spezies reagiert, einschließlich Mensch und Maus, nützlich zum Nachweis von Proteinphosphorylierungsereignissen in verschiedenen Forschungskontexten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pan Phospho-T Kaninchen pAk
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz entspricht, die phosphoryliertes T enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
Versand	Eisbeutel