

## Pan-Phospho-Threonin Kaninchen Mab - Pan-Phospho-Threonin

Artikelnummer: CM0001394

### Einführung

Pan-Phospho-Threonin Kaninchen mAb erkennt Threonin-Phosphorylierung über ein breites Spektrum von Spezies hinweg (Mensch, Maus, Ratte und mehr). Dieser kaninchenmonoklonale Antikörper ist für WB, IP und ELISA validiert und unterstützt die Forschung zu Phosphorylierungssignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter        | Wert                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Produktname      | Pan-Phospho-Threonin Kaninchen mAb                                  |
| Spezies          | Mensch                                                              |
| Immunogen        | Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um humanes Threonin. |
| Quelle           | Kaninchen                                                           |
| Kategorie        | Phosphorylierte Antikörper                                          |
| Anwendung        | WB, IP, ELISA                                                       |
| Kreuzreaktivität | Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorausgesagt)       |
| Versand          | Eisbeutel                                                           |