

Pan-Phospho-Tyrosin Maus Mab - Pan P-Y

Artikelnummer: CM0001112

Einführung

Der Pan-Phospho-Tyrosin monoklonale Mausantikörper erkennt phosphorylierte Tyrosinreste. Geeignet für Anwendungen wie WB, IF/ICC, ELISA mit vorausgesagter Reaktivität bei Mensch, Maus, Ratte und einem breiten Spektrum anderer Spezies. Unverzichtbar für die Erforschung der Tyrosinkinase-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pan-Phospho-Tyrosin Maus mAb
Gen-ID (Mensch)	pan p-Y
Immunogen	Ein synthetisches Peptid mit einer Sequenz, die ein phosphoryliertes Y enthält
Quelle	Maus
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (Breites Spektrum vorausgesagt)
Versand	Eisbeutel