

Pan Phospho-Tyrosin Kaninchen Mab - Pan P-Y

Artikelnummer: CM0001604

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper zur Erkennung von Pan-Phospho-Tyrosin-Resten in Human-, Maus- und Rattenarten, validiert für WB-, IP- und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Untersuchung von Tyrosin-Phosphorylierungs-Signalnetzwerken.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pan Phospho-Tyrosin Kaninchen mAb
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	Pan p-Y
Immunogen	Synthetisches Peptid: Eine randomisierte phosphorylierte Peptidbibliothek um Tyr
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Weites Spektrum vorhergesagt)
Versand	Eisbeutel