

Pan Phospho-Tyrosin Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Mab) - Pan Phospho-Tyrosin Kaninchen Mab

Artikelnummer: CM0001976

Einführung

Pan Phospho-Tyrosin Kaninchen monoklonaler Antikörper (mAb) für WB, IP, ELISA. Erkennt Phospho-Tyrosin bei Mensch, Maus, Ratte und anderen Spezies mit breiter Reaktivität. Ideal für Phosphorylierungs- und Zellsignalstudien. >10KDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pan Phospho-Tyrosin Kaninchen mAb
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz mit phosphoryliertem Y entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
Proteingewicht	>10KDa
Versand	Eisbeutel