

Pan-Phospho-Tyrosin Kaninchen-Pab - Pan P-Y

Artikelnummer: CM0001258

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Pan-Phospho-Tyrosin, geeignet für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Erkennt Mensch, Maus, Ratte und eine Vielzahl anderer Arten. Ideal für die Forschung zur Tyrosin-Phosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pan-Phospho-Tyrosin Kaninchen-pAb
Gen-ID (Mensch)	Pan p-Y
Immunogen	Synthetisches Peptid. Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz entspricht, die phosphoryliertes S & T enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
Versand	Eisbeutel