

Pan-Succinyl-K Kaninchen Mab - Succinyliertes Lysin-Antikörper Für Wb, Ip, Db, Elisa

Artikelnummer: CM0000013

Einführung

Pan-Succinyl-K Kaninchen-monoklonaler Antikörper zum Nachweis von succinylierten Lysinresten. Geeignet für WB, IP, DB, ELISA mit vorausgesagter breiter Kreuzreaktivität (Mensch, Maus, Ratte). Ideal für die Erforschung posttranslationaler Modifikationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pan-Succinyl-K Kaninchen mAb
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz entspricht, die ein succinyliertes K enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Weitere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breiter Bereich vorausgesagt)
Versand	Eisbeutel