

Pan-Succinyl-K Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb- Und Elisa-Anwendungen

Artikelnummer: CM0000009

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen Pan-Succinyl-Lysin, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung von Lysin-Succinylierung und zellulärem Metabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pan-Succinyl-K Kaninchen pAb
Spezies	Human
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz mit Succinyl-K entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
Versand	Eisbeutel