

Pan-Symmetrischer Di-Methyl-Arginin-Motiv Kaninchen Mab Für Wb- Und Elisa-Anwendungen

Artikelnummer: CM0000206

Einführung

Pan-symmetrischer Di-Methyl-Arginin-Motiv Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte und einem vorhergesagten breiten Spektrum. Geeignet für Methylierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pan-symmetrischer Di-Methyl-Arginin-Motiv Kaninchen mAb
Spezies	Human
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz mit symmetrischem Di-Methyl R entspricht)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
Versand	Eistasche