

Pan-Symmetrisches Di-Methyl-Arginin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Western Blot (Wb) Und Elisa

Artikelnummer: CM0000218

Einführung

Hochreiner pan-symmetrischer Di-Methyl-Arginin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAb) für Western Blot (WB) und ELISA, hergestellt gegen ein symmetrisches Dimethylarginin-Peptid. Bietet eine breite vorhergesagte Kreuzreaktivität über Mensch, Maus und Ratte für Methylierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	pan-symmetrisches Di-Methyl-Arginin Kaninchen pAb
Gen-ID (Mensch)	pan Rme2s
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz entspricht, die methyliertes R enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Palette vorhergesagt)
Versand	Eisbeutel