

Pan-Trimethyllysin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa, Chip - Camelbio

Artikelnummer: CM0000211

Einführung

CamelBio bietet einen Pan-Trimethyllysin Kaninchen-polyklonalen Antikörper, validiert für Western Blot, Immunpräzipitation, ELISA und ChIP. Er erkennt trimethylierte Lysinmodifikationen bei Menschen, Mäusen, Ratten und anderen Arten. Ideal für epigenetische und Signalwegstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	pan-Tri-Methyllysin Rabbit pAb
Gen-ID (Mensch)	pan Kme1
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz mit einem trimethylierten K entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breiter Bereich prognostiziert)
Versand	Eisbeutel